



COLD CHAIN  
EQUIPMENT

# VLS 024A SDD

## REFRIGERADOR SOLAR DIRECTO

Esta serie puede mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C en todas las temperaturas ambiente. El kit de panel solar incluido de 2 x 180W, se conecta plug & play, directamente al aparato.

+2°C  
+8°C



Mira nuestro video de producto aquí:  
[SERIE DE REFRIGERADORES SOLARES](#)

La PQS de la OMS (Rendimiento, Calidad y Seguridad) garantiza que el equipo de inmunización cumpla con los estándares internacionales. Esta certificación garantiza calidad, fiabilidad y seguridad. El equipo no certificado por PQS corre el riesgo de tener un rendimiento deficiente, problemas de seguridad y costos más altos.

DIMENSIONES	
Altura, mm	950
Anchura, mm	550
Profundidad, mm con asa	650
Peso bruto, kg (incl. embalaje)	67,8
Peso neto, kg	52,8
Dimensiones de embalaje HxWxD, mm	1055 x 610 x 675
Volumen de envío m3	0,43
ESPECIFICACIONES	
Volumen bruto, L	33
Volumen neto, L	25,5
Rango de temperatura (+43°C AMB)	+2°C a +8°C
Autonomía, horas (+43°C AMB)	82
Consumo de energía - estable, kWh/24h	0,25
Consumo de energía - enfriamiento, kWh/24h	0,25
Refrigerante	R600a
Protección contra congelación, grado	A
Clase climática	T
Código PQS de la OMS	E003/069
CARACTERÍSTICAS	
Cestas de almacenamiento, no. superior	1
Cestas de almacenamiento, no. inferior	0
Control de temperatura	Automático
Cerradura + llaves	SÍ
Caja de conexiones	SÍ
Patas ajustables	SÍ, 10cm
Termostato de seguridad	SÍ
Enchufes del aparato	E, F, G
Puerto de carga	USB A 5V
Mecanismo de bloqueo de grado industrial	SÍ
EMS como opción	SÍ
CANTIDADES DE CARGA	
Cantidad por contenedor de 20' / 40'	23 / 60
*incl. paneles solares	

Todos los modelos VLS RF AC han sido probados y aprobados por PQS según los estándares de rendimiento más recientes. Nuestro sistema de monitoreo de equipos remoto totalmente integrado (EMS) puede añadirse como una opción para este modelo.