

# VT 406

## CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -45°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.



-10°C  
-45°C

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

### DIMENSIONS

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions extérieures HxLxP, mm    | 885x1562x605                   |
| Dimensions intérieures HxLxP, mm    | 635x1400x440                   |
| Poids brut/net, kg                  | 94 / 88                        |
| Matériau de l'armoire intérieure    | Acier peint                    |
| Matériau de l'armoire extérieure    | Acier peint                    |
| Poids de l'emballage, kg            | 6                              |
| Dimensions de l'emballage HxLxP, mm | 900x1613x725                   |
| Épaisseur de l'isolation            | 80                             |
| Type d'isolation                    | Polyuréthane avec cyclopentane |
| Mobilité / Roulettes                | Oui                            |
| Réfrigérant, Type                   | R290                           |
| Nombre de compresseurs              | 1                              |
| Distribution d'air interne          | Statique                       |
| Nombre de sondes                    | 1                              |

### CONTRÔLEUR

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Contrôleur                        | XR30CX                               |
| Langue du contrôleur              | Pas de langue - seulement 3 chiffres |
| Connexion USB                     | Non                                  |
| Enregistrement                    | Non                                  |
| Graphique de température          | Non                                  |
| Alarme de température haute/basse | Oui                                  |
| Alarme de porte ouverte           | Non                                  |
| Alarme de défaillance de sonde    | Oui                                  |
| Alarme de panne de courant        | Non                                  |

### STOCKAGE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Volume, Brut/Net, L   | 384                              |
| Paniers               | 1                                |
| Matériau du panier    | Acier revêtu de poudre plastique |
| Couvercles intérieurs | Non                              |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Serrure                                 | Oui           |
| Lumière LED                             | Non           |
| Batterie de secours pour contrôleur 24h | Non           |
| Hublot                                  | Oui - Ø 12 mm |
| Contact sec                             | Non           |
| Porte                                   | Solide        |
| Réversibilité de la porte               | N/A           |

# VT 406

## CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -45°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.

| SPECIFICATIONS                                                                             |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Fréquence</b>                                                                           | Hz           | 50Hz      |
| <b>Température ambiante maximale</b>                                                       | °C           | 30°C      |
| <b>Humidité maximale</b>                                                                   | % rh         | 55%       |
| PERFORMANCE                                                                                |              |           |
| Toutes les données à RT 20°C                                                               |              |           |
| <b>Plage de température</b>                                                                | °C           | -10 à -45 |
| <b>Uniformité des performances - différence +/- par rapport au point de consigne moyen</b> | °C           | -         |
| <b>Temps de descente (de 25 à la consigne d'usine)</b>                                     | Minutes      | 195       |
| <b>Temps de maintien (de la consigne d'usine à -25, -40 et -60) Vide</b>                   | Minutes      | -         |
| <b>Réfrigérant</b>                                                                         |              | R290      |
| <b>Nombre de sondes</b>                                                                    | pcs          | 1         |
| <b>Dégivrage</b>                                                                           | Oui/Non      | Non       |
| <b>Distribution d'air interne</b>                                                          |              | Statique  |
| <b>Nombre de compresseurs</b>                                                              | pcs          | 1         |
| <b>Thermostat de sécurité</b>                                                              | Oui/Non      | Non       |
| <b>Énergie 24 heures, à 25°C</b>                                                           | kWh/24h      | 4,09      |
| <b>Énergie annuelle, à 25°C</b>                                                            | kWh/annuelle | 1492,85   |

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.