

VT 407

CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -60°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.



-40°C
-60°C

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.

DIMENSIONS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions extérieures HxLxP, mm | 885x1562x605 |
| Dimensions intérieures HxLxP, mm | 635x1400x440 |
| Poids brut/net, kg | 88 / 82 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier peint |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier peint |
| Poids de l'emballage, kg | 6 |
| Dimensions de l'emballage HxLxP, mm | 900x1613x725 |
| Épaisseur de l'isolation | 80 |
| Type d'isolation | Polyuréthane avec cyclopentane |
| Mobilité / Roulettes | Oui |
| Réfrigérant, Type | Nature R |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Distribution d'air interne | Statique |
| Nombre de sondes | 1 |

CONTRÔLEUR

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Contrôleur | XR30CX |
| Langue du contrôleur | Pas de langue - seulement 3 chiffres |
| Connexion USB | Non |
| Enregistrement | Non |
| Graphique de température | Non |
| Alarme de température haute/basse | Oui |
| Alarme de porte ouverte | Non |
| Alarme de défaillance de sonde | Oui |
| Alarme de panne de courant | Non |

STOCKAGE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Volume, Brut/Net, L | 384 / 368 |
| Paniers | 4 |
| Matériau du panier | Acier revêtu de poudre plastique |
| Couvercles intérieurs | Non |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---------------|
| Serrure | Oui |
| Lumière LED | Non |
| Batterie de secours pour contrôleur 24h | Non |
| Hublot | Oui - Ø 12 mm |
| Contact sec | Non |
| Porte | Solide |
| Réversibilité de la porte | N/A |

VT 407

CONGÉLATEUR COFFRE BIOMÉDICAL

Les congélateurs basse température VT permettent de maintenir des températures aussi basses que -60°C. Une stabilité suprême, une fiabilité, une convivialité et une facilité de nettoyage font de ces congélateurs une solution idéale pour les laboratoires et les hôpitaux.

| SPECIFICATIONS | | |
|--|--------------|-----------|
| Fréquence | Hz | 50Hz |
| Température ambiante maximale | °C | 30°C |
| Humidité maximale | % rh | 55% |
| PERFORMANCE | | |
| Toutes les données à RT 20°C | | |
| Plage de température | °C | -40 à -60 |
| Uniformité des performances - différence +/- par rapport au point de consigne moyen | °C | 2,9 |
| Temps de descente (de 25 à la consigne d'usine) | Minutes | 165 |
| Temps de maintien (de la consigne d'usine à -25, -40 et -60) Vide | Minutes | 80-88 |
| Réfrigérant | | Nature R |
| Nombre de sondes | pcs | 1 |
| Dégivrage | Oui/Non | Non |
| Distribution d'air interne | | Statique |
| Nombre de compresseurs | pcs | 1 |
| Thermostat de sécurité | Oui/Non | Non |
| Énergie 24 heures | kWh/24h | 7,077 |
| Énergie annuelle | kWh/annuelle | 2583,105 |

Les produits sont susceptibles de changer en raison d'améliorations et de développements continus. Vestfrost Solutions se réserve le droit de modifier toute information, sans préavis.